

유세포 분석용 Pe Rabbit Anti-Mouse IgG2B 단일클론항체 - P01867-2

품목 번호: CM0008323

소개

마우스 IgG2b 불변 영역(아이소폼 2)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론항체. 마우스에 대한 교차반응성을 확인한 유세포 분석법으로 검증됨. 면역글로불린 동형결정 및 면역 프로파일링 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse IgG2b 단일클론항체
비고/별칭	IgG2b; Igh-3; gamma2b
종	마우스
GeneID	16016
면역원	마우스 IgG2b (P01867-2)의 아미노산 14-113에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론항체
적용 분야	유세포 분석법
교차 반응성	마우스
SWISS	P01867-2
단백질 분자량	37kDa
배송 조건	아이스팩