

유세포 분석용 PE 토끼 항마우스 IgM 단클론 항체 - P01872

품목 번호: CM0008613



소개

마우스 IgM 불변 영역에 대한 PE 접합 토끼 단클론 항체 (P01872). 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 마우스 IgM과 특이적으로 반응하여 B 세포 검출 및 체액성 면역 연구를 가능하게 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 IgM 단클론 항체
비고/별칭	Igm; muH; Igh6; Igh-6; Igh-M
종	마우스
면역원	마우스 IgM (P01872)의 아미노산 105-454에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01872
단백질 분자량	50kDa/53kDa
배송	아이스 팩