

Pe 토끼 항마우스 IL-10Ra/CD210 Mab (Fc용) - Q61727

품목 번호: CM0009151

소개

유세포 분석(FC) 응용 분야를 위해 마우스 IL-10RA/CD210 (CDw210a, IL-10R1)을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 항염증 신호 전달에 관여하는 64 kDa 세포 표면 수용체인 마우스 IL-10 수용체 알파 서브유닛을 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 IL-10RA/CD210 mAb
비고/별칭	IL10r; CDw210; CDw210a; IL-10R1; IL-10RA; mIL-10R
종	마우스
유전자ID (인간)	3587
유전자ID	16154
면역원	재조합 단백질 마우스 IL-10RA/CD210 (NP_032374.1)의 아미노산 17-241에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q61727
단백질 분자량	64kDa
배송	아이스백