

Pe Rabbit Anti-Mouse Il-13 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P20109

품목 번호: CM0011563

소개

마우스 IL-13를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석에 적합합니다. 알레르기 염증, 면역 조절 및 사이토카인 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다. - P20109

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse IL-13 mAb
비고/별칭	IL-13
종	Mouse (마우스)
GeneID (인간)	3596
GeneID	16163
면역원	재조합 단백질 마우스 IL-13 (NP_032381.1)의 아미노산 20-131에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	Monoclonal Antibodies (단일클론 항체)
애플리케이션	FC (intra)
교차 반응성	Mouse (마우스)
SWISS	P20109
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스백