

Pe 토끼 항-마우스 IL-17F 단일클론 항체 - Q7Tni7

품목 번호: CM0006073

소개

세포 내 유세포 분석을 위해 설계된 마우스 IL-17F 대상 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 검증된 이 시약을 통해 Th17 세포 생물학, 항균 면역 및 염증 반응을 연구하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 IL-17F mAb
비고/별칭	IL-17F
종	마우스
유전자 ID (인체)	112744
유전자 ID	257630
면역원	재조합 단백질: 마우스 IL-17F(NP_665855.2)의 1-161 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (세포 내)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q7TNI7
단백질 무게	18 kDa
배송	아이스팩