


## Pe Rabbit Anti-Mouse IL-1B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry (Intracellular) - P10749

품목 번호: CM0005190



### 소개

세포 내 유세포 분석을 위한 마우스 IL-1 $\beta$ (P10749)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 샘플에 대해 검증되었습니다. 면역 세포 활성화, 염증 및 세포피로ptosis 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PE Rabbit anti-Mouse IL-1 $\beta$ mAb                                  |
| 비고/별칭       | IL-1b; IL-1beta                                                        |
| 종(Species)  | Mouse                                                                  |
| GeneID (인간) | 3553                                                                   |
| GeneID      | 16176                                                                  |
| 면역원         | 마우스 IL1 $\beta$ (NP_032387.1)의 아미노산 118-269에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원         | Rabbit                                                                 |
| 카테고리        | Monoclonal Antibodies                                                  |
| 응용          | FC (intra)                                                             |
| 교차 반응성      | Mouse                                                                  |
| SWISS       | P10749                                                                 |
| 단백질 분자량     | 31 kDa                                                                 |
| 배송          | 아이스백                                                                   |