

세포내 유세포분석용 Pe 토끼 항-마우스 IL-22 단일클론 항체 - Q9Jjy9

품목 번호: CM0010723



소개

세포내 유세포분석용 PE 접합 토끼 항-마우스 IL-22 단일클론 항체입니다. 마우스 IL-22와 특이적으로 반응합니다. IL-22 매개 조직 재생, 장벽 기능 및 염증 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 IL22 mAb
비고/별칭	IL-22; If2b1; Itif; IL-22a; ILTIFa
종	마우스
GeneID (인간)	50616
GeneID	50929
면역원	제조합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9JJY9
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스팩