

Pe 토끼 항-마우스 IL-33R/St2 단클론항체 - P14719

품목 번호: CM0005883



소개

마우스 IL-33R/ST2(ST2)에 대한 PE 접합 토끼 단클론항체입니다. IL-33 신호전달 및 대식세포 분극의 면역학 연구에서 유세포 분석(FC)에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 IL-33R/ST2 단클론항체
비고/별칭	T1; St2; DER4; Ly84; ST2L; Fit-1; T1/ST2; St2-rs1
종	마우스
유전자 ID (인간)	9173
유전자 ID	17082
면역원	마우스 IL-33R/ST2 (NP_001020773.1)의 아미노산 27-332에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P14719
단백질 분자량	38kDa/65kDa
배송	아이스백