

유세포 측정(세포내)용 Pe 토끼 항마우스 IL-9 단클론 항체 - P15247

품목 번호: CM0005775



소개

마우스 IL-9(P40)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 세포내 유세포 측정에 적합합니다. Th2 반응과 비만 세포 생물학의 핵심 사이토카인인 마우스 IL-9와 특이적으로 반응합니다. 면역 기능 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 IL-9 mAb
비고/별칭	P40; IL-9
종	마우스
GeneID (인간)	3578
GeneID	16198
면역원	마우스 IL-9(NP_032399.1)의 아미노산 19-114에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P15247
단백질 분자량	16kDa
배송 방식	아이스 팩