

유세포 분석용 Pe 토끼 항-마우스 IL1R1/Cd121A 단일클론 항체 - P13504

품목 번호: CM0012701

소개

마우스 IL1R1/CD121a를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체(P13504)로, 유세포 분석에 대해 검증되었습니다. 염증 반응 경로에서 인터루킨-1 수용체 1형을 연구하는 데 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 IL1R1/CD121a 단일클론 항체
비고/별칭	IL-1R; CD121a; CD121b; IL-1R1; IL1r-1; IL-1R-1; IL-1RT1; IL-1RT-1; IL-1R-alpha
종	마우스
GeneID (인간)	3554
GeneID	16177
면역원	마우스 IL1R1/CD121a(NP_032388.1)의 아미노산 20-338에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P13504
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백