

세포내 유세포 분석용 Pe 토끼 항마우스 IL4 단클론 항체 - P07750

품목 번호: CM0011876

소개

마우스 IL4(BSF-1)에 대한 PE 표지 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포 분석에서 검증되었습니다. 마우스 모델에서 T세포 반응, 염증 및 신경면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항마우스 IL4 단클론 항체
비고/별칭	IL-4; BSF-1
종	마우스
유전자ID (인간)	3565
유전자ID (마우스)	16189
면역원	마우스 IL4(NP_067258.1)의 아미노산 21-140번 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 분석(세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P07750
단백질 분자량	16 kDa
배송	아이스백