

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 인테그린 알파 1/CD49A 단일클론 항체 - Q3V3R4

품목 번호: CM0008398

소개

유세포 분석용 마우스 인테그린 알파 1/CD49a(VLA-1)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다.

라미닌 및 콜라겐 접착 신호에 관여하는 세포 표면 수용체를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 인테그린 알파 1/CD49a 단일클론 항체
비고/별칭	Vla1, CD49A, E130012M19Rik
종	마우스
GeneID (사람)	3672
GeneID	109700
면역원	마우스 인테그린 알파 1/CD49a의 29~1141번 아미노산 서열에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_001028400.2)
출처	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q3V3R4
단백질 분자량	130kDa
배송	아이스팩