

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 인테그린 알파 2/Cd49B 단클론 항체 - Q62469

품목 번호: CM0005529

소개

마우스 인테그린 알파 2/CD49b (DX5, GPIa)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체입니다. 유세포 분석 검증이 완료되었습니다. 콜라겐 수용체 연구 및 혈소판 접착 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 인테그린 알파 2/CD49b 단클론 항체
비고/별칭	DX5; GPIa; CD49B
반응 종	마우스
유전자ID (사람)	3673
유전자ID (마우스)	16398
면역원	마우스 인테그린 알파 2/CD49b (NP_032422.2)의 아미노산 168-366에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q62469
단백질 분자량	129kDa
배송 방식	아이스 팩