

Pe Rabbit Anti-Mouse Lamp1/Cd107A 단일클론항체 For Fc - P11438

품목 번호: CM0012103



소개

유동세포계측법용 마우스 LAMP1/CD107a 표적 PE 접합 토끼 단일클론항체. 마우스 샘플에서 검증됨. LAMP1은 리소좀 생합성, 자가포식 및 NK 세포 세포독성에 관여하는 리소좀 막 당단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse LAMP1/CD107a mAb
비고/별칭	P2B; Perk; LGP-A; CD107a; Lamp-1; LGP-120
종	마우스
Gene ID (인간)	3916
Gene ID	16783
면역원	재조합 단백질
원산	토끼
카테고리	단일클론항체
응용	FC
교차반응성	마우스
SWISS	P11438
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백