

유세포분석용 Pe 토끼 항-마우스 Ly-49D 단일클론 항체 - Q60651

품목 번호: CM0008752

소개

마우스 Ly-49D (Klra4)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포분석에 대해 검증되었습니다. 마우스에 대한 교차 반응성을 가지며, 클래스 I MHC에 대한 활성화 NK 세포 수용체를 검출합니다. 면역 기능 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 Ly-49D mAb
비고/별칭	Chok; Ly49d; Klra32; Klra33; Ly-49d; ly49r<129>
종	마우스
GeneID	16635
면역원	마우스 Ly-49D (NP_001239506.1)의 아미노산 66-263에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	Q60651
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스 팩