

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 Ly-6A/E (Sca-1) 단일클론 항체 - P05533

품목 번호: CM0008951

소개

GPI가 고정된 T세포 활성화 단백질인 마우스 Ly-6A/E (Sca-1)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석 응용에 적합하며, 줄기세포 및 면역학 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 Ly-6A/E (Sca-1) mAb
비고/별칭	TAP; Scal; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
종	마우스
GeneID	110454
면역원	마우스 Ly-6A/E (Sca-1)의 아미노산 27-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 (NP_034868.1)
유래 동물	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P05533
단백질 분자량	114kDa
배송	아이스팩