

Fc용 Pe 토끼 항-마우스 Ly-6G 단일클론 항체 - P35461

품목 번호: CM0008787

소개

마우스 Ly-6G(Gr-1)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 마우스 과립구의 유세포 분석 검출에 적합합니다. GPI로 고정된 골수 항원으로, 면역표현형 분석 및 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 Ly-6G mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종	마우스
GeneID (사람)	80740
GeneID	546644
면역원	마우스 Ly-6G(NP_001297367.1)의 아미노산 27-134에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
유래	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35461
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스팩