

Pe Rabbit Anti-Mouse Pd-L2/Cd273/B7-Dc Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Wul5

품목 번호: CM0009764



소개

마우스 PD-L2/CD273/B7-DC를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석법에 대해 검증되었습니다. T 세포 내성을 조절하는 PD-1 리간드로 기능합니다. 면역학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	PE Rabbit anti-Mouse PD-L2/CD273/B7-DC mAb
비고/별칭	Btdc; B7-DC; PD-L2; F730015O22Rik
종	마우스 (Mouse)
유전자 ID (인간)	80380
유전자 ID	58205
면역원	마우스 PD-L2/CD273/B7-DC (NP_067371.1)의 아미노산 20-123에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	FC
교차 반응성	마우스 (Mouse)
SWISS	Q9WUL5
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스백