


세포 내 유세포 분석용 Pe 토끼 항-마우스 S100A9 단일클론 항체 - P31725

품목 번호: CM0005202



소개

마우스 S100A9 (MRP14)를 표적하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체로, 세포 내 유세포 분석용으로 검증되었습니다. S100A9는 염증 및 선천성 면역과 관련된 칼슘 결합 단백질입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스 S100A9 mAb
비고/별칭	p14; Cagb; GAGB; L1Ag; BEE22; MRP14; 60B8Ag
종	마우스
GeneID (인간)	6280
GeneID (마우스)	20202
면역원	마우스 S100a9 (NP_033140.1)의 아미노산 1-113에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (intra)
교차 반응성	마우스
SWISS	P31725
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스 팩