

Fc (세포내)용 Pe 토끼 유래 항마우스 T-Bet/Tbx21 단클론 항체 - Q9Jkd8

품목 번호: CM0005838



소개

마우스 T-bet/Tbx21을 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단클론 항체로, 세포내 유세포분석(FC)에 적합합니다. 마우스 모델에서 Th1 계통 결정, 전사 조절 및 항바이러스 반응 연구에 최적입니다. - Q9JKD8

[자세히 알아보기](#)

제품명	PE 토끼 유래 항마우스 T-bet/Tbx21 단클론 항체
비고/별칭	TBT1; Tbet; Tblym
종	마우스
유전자ID (인간)	30009
유전자ID	57765
면역원	마우스 T-bet/Tbx21 (NP_062380.2)의 아미노산 321-530에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	Q9JKD8
단백질 분자량	58 kDa
배송	아이스백