

유세포 분석(세포내)용 Pe Rabbit Anti-Mouse Tnf-A 단일클론항체 - P06804

품목 번호: CM0004824



소개

PE로 표지된, 마우스 TNF- α 에 대한 토끼 단일클론항체로, 세포내 유세포 분석법에 대해 검증됨. 대식세포 및 기타 면역세포에서 염증성 사이토카인 TNF- α 를 검출합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse TNF- α mAb
비고/별칭	DIF; Tnfa; TNF- α ; TNFSF2; Tnlgf; Tnfsf1a; TNFalpha; TNF-alpha
종	마우스
유전자 ID (인간)	7124
유전자 ID (마우스)	21926
면역원	제조항 단백질; 마우스 TNF- α (NP_038721.1)의 아미노산 80-235에 해당하는 서열을 포함하는 제조항 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론항체
적용	FC (세포내)
교차 반응성	마우스
SWISS	P06804
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백