

Pe Rabbit Anti-Mouse/Rat Cd27 Monoclonal Antibody For Fc - P41272

품목 번호: CM0012438

소개

마우스/랫트 CD27 (TNFRSF7)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 유세포 분석(Flow cytometry)에 대해 검증되었으며, 마우스와 랫트에 반응합니다. T세포, B세포 및 NK세포 면역표현형 분석 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE Rabbit anti-Mouse/Rat CD27 mAb
비고/별칭	S152; Tp55; Tnfrsf7
종(Species)	Mouse
GeneID (인간)	939
GeneID	21940
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	Mouse, Rat
SWISS	P41272
단백질 분자량	28kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)