

Pe 토끼 항-마우스/랫 Cd31/Pecam1 단일클론항체 - Q08481

품목 번호: CM0010322

소개

유세포 분석(Flow cytometry)으로 검증된 마우스 및 랫 CD31/PECAM1 표적 PE 결합 토끼 단일클론항체입니다. 백혈구 내피세포 이동, 내피세포 접착 및 죽상동맥경화증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스/랫 CD31/PECAM1 단일클론항체
비고/별칭	Cd31; Pecam; PECAM-1
종	마우스
GeneID (인간)	5175
GeneID	18613
면역원	마우스 CD31의 18-220 아미노산 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질 (NP_001292086.1).
출처	토끼
카테고리	단일클론항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스, 랫
SWISS	Q08481
단백질 무게	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
배송	아이스팩