

Pe 토끼 항-마우스/랫 Cd54 Mab - P13597

품목 번호: CM0012334

소개

유세포 분석을 위해 마우스/랫 CD54(ICAM-1, Ly-47)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체. 에피토프는 아미노산 28-485 내에 위치합니다. 마우스 및 랫과 교차 반응합니다. 백혈구 부착 및 면역세포 이동 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-마우스/랫 CD54 mAb
비고/별칭	CD54; Ly-47; Icam-1; MALA-2
종	마우스
유전자 ID (인간)	3383
유전자 ID	15894
면역원	재조합 단백질 마우스 CD54(NP_034623.1)의 아미노산 28-485에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
숙주	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스, 랫
SWISS	P13597
단백질 중량	59kDa
배송	아이스 팩