

Pe 토끼 항-돼지 Cd45 단일클론 항체 (Fc)

품목 번호: CM0011087

소개

PE 결합 토끼 단일클론 항체로 돼지 CD45를 타겟팅합니다. 아미노산 27-547을 포함하는 면역원 서열을 가지며, 이 항체는 유세포분석법(FC)에 대해 검증되었으며 돼지 면역 세포 분석 및 IVD 검사법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 토끼 항-돼지 CD45 mAb
비고/별칭	CD45
종	돼지
유전자 ID (사람)	5788
유전자 ID (돼지)	100522631
면역원	돼지 CD45 (XM_003130596.6)의 아미노산 27-547에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	돼지
배송	아이스백