

유세포 분석용 Pe 토끼 항-랫 CD25 단일클론 항체 - P26897

품목 번호: CM0010883

소개

유세포 분석용 랫 CD25 (IL-2Rα, P26897)를 표적으로 하는 PE 접합 토끼 단일클론 항체입니다. 조절 T세포 및 면역 관용 연구에 적합하며, 재조합 세포의 도메인 항원에서 유래되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-랫 CD25 mAb
별칭	IL2RAC
종(Species)	랫(Rat)
사람 Gene ID	3559
Gene ID	25704
항원(Immunogen)	재조합 단백질; 랫 CD25 (NP_037295.1)의 아미노산 22-235에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	FC
교차 반응성	랫(Rat)
SWISS Accession	P26897
단백질 분자량	31 kDa
배송	아이스 팩