

Pe Rabbit Anti-Rat Cd8A Monoclonal Antibody For Fc - P07725

품목 번호: CM0012535

소개

유세포 분석(FC)용 PE 토끼 항-랫 CD8a 단일클론 항체. 랫 CD8a (32 kDa)에 특이적이며, MHC 클래스 I 인식 및 면역 반응에 필수적인 T 세포 공동 수용체입니다. 면역학 연구 및 진단 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE Rabbit anti-Rat CD8a mAb
비고/별칭	T8; Lyt2; Ly-2; CD8a
종(Species)	Rat (랫)
GeneID (인간)	925
GeneID	24930
면역원	재조합 단백질
공급원	Rabbit (토끼)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	Rat (랫)
SWISS	P07725
단백질 분자량	32 kDa
배송	아이스백