

세포내 유세포 측정용 Pe 토끼 항-쥐 Ifn-감마 단클론 항체 - P01581

품목 번호: CM0010879

소개

세포내 유세포 측정으로 검증된 PE 토끼 항-쥐 IFN-감마 단클론 항체입니다. 성숙한 18 kDa 인터페론 감마 단백질을 인식합니다. 면역원: 재조합 절편 (아미노산 20-156). 다른 종과의 교차 반응성이 없습니다. 쥐 면역 세포 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE 토끼 항-쥐 IFN-감마 단클론 항체
비고/별칭	If2f, IFNG2, IFN 감마
종	쥐
유전자 ID (인간)	3458
유전자 ID (쥐)	25712
면역원	쥐 IFN 감마 (NP_620235.1)의 아미노산 20-156에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 용합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포 측정 (세포내)
교차 반응성	쥐
SWISS	P01581
단백질 분자량	18 kDa
배송 방식	아이스 팩