

Pe Rabbit Igg 동형 대조군 - 유세포 분석

품목 번호: CM0010576

소개

유세포 분석(FC)용 PE 접합 Rabbit IgG 동형 대조군
단일클론 항체. 토끼 유래 항체 실험에서 비특이적 결합을
평가하도록 설계되었습니다. 얼음 배송.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	PE Rabbit IgG 동형 대조군
면역원	토끼 IgG 동형 대조군 유래 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC
배송	아이스백