

Pe 쥐 항-마우스 Cd3 단클론 항체 (유세포 분석용) - P04235 / P22646

품목 번호: CM0008507

소개

유세포 분석용 PE 접합 쥐 항-마우스 CD3 단클론 항체입니다. 마우스 CD3 복합체(델타/엡실론 사슬)를 인식합니다. 마우스 면역 연구에서 T세포 면역표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 쥐 항-마우스 CD3 mAb
비고/별칭	T3d; CD3; T3e; CD3epsilon
종(Species)	마우스
유전자 ID (인간)	916/915
유전자 ID	12500/12501
면역원	마우스 CD3에서 유래된 합성 펩타이드
공급원	쥐(Rat)
카테고리	단클론 항체
응용	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P04235/P22646
단백질 분자량	19 kDa/21 kDa
배송	아이스 백(Ice bag)