

유세포 분석용 Pe Rat Anti-Mouse Cd45R/B220 단클론 항체 - P06800 / P08575

품목 번호: CM0006027

소개

마우스 CD45R/B220(백혈구 공통 항원)을 표적하는 PE 접합 랫트 단클론 항체입니다. 유세포 분석용으로 검증되었으며 마우스 샘플과 교차 반응합니다. 연구 및 진단 개발에서 면역 세포 표현형 분석에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	설명
제품명	PE Rat anti-Mouse CD45R/B220 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	5788
GeneID	19264/5788
면역원(Immunogen)	마우스/인간 CD45R/B220에서 유래한 합성 펩타이드
공급원(Source)	랫트(Rat)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P06800/P08575
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)