

유세포분석(Fc)용 Pe 래트 항-마우스 Ly-6G Mab - P35461

품목 번호: CM0008426

소개

유세포분석(FC)용 PE 접합 래트 항-마우스 Ly-6G 단일클론 항체입니다. 림프구 항원 6G(Lymphocyte antigen 6G)를 표적으로 하며 마우스와 교차 반응하고 분자량은 14 kDa입니다. 골수 면역표현형 연구에 이상적입니다. UniProt P35461.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 래트 항-마우스 Ly-6G mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G ; Ly-6G.1
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	80740
GeneID	546644
면역원(Immunogen)	마우스 Ly-6G에서 유래한 합성 펩타이드
공급원(Source)	래트(Rat)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성	마우스(Mouse)
SWISS	P35461
단백질 분자량	14kDa
배송(Shipping)	아이스백