

Pe 랫트 항-마우스 Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) 단일클론 항체, Fc용 - P35461 / P0Cw02

품목 번호: CM0011108

소개

마우스 과립구의 유세포 분석을 위한 PE 접합 랫트 항-마우스 Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) 단일클론 항체. 골수에서 발현되는 GPI 결합 막 단백질을 표적합니다. 마우스 샘플에서 검증되었습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 랫트 항-마우스 Ly-6G/Ly-6C (Gr-1) mAb
비고/별칭	Gr1; Gr-1; Ly-6G
종	마우스
GeneID (Human)	8600
GeneID	546644/17067
면역원	마우스 Ly-6G/Ly-6C (Gr-1)의 재조합 단백질
출처	랫트
분류	단일클론 항체
적용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P35461/P0CW02
단백질 중량	14kDa
배송	아이스팩