

Pe 스트렙타비딘 단일클론 항체 (토끼) - Sa V1, Sa V2

품목 번호: CM0003974

소개

유세포 분석(Flow Cytometry)용 PE 접합 스트렙타비딘 단일클론 항체 (토끼). 종에 독립적 교차 반응성은 광범위한 진단 검사 개발을 지원하며, CamelBio를 통해 대량으로 구매할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE 스트렙타비딘
비고/별칭	SA V1, SA V2
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	종에 독립적 (Species independent)
배송	아이스백 (Ice bag)