

## Pea15 토끼 다클론 항체 (Wb 및 Elisa용) - Q15121

품목 번호: CM0030532



### 소개

PEA15 토끼 pAb는 재조합 인간 PEA15 (아미노산 1-130)에 대해 생성된 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA에 적합하며 인간과 마우스와 반응합니다. 아폽토시스, 포도당 수송 및 MAP 키나아제 신호 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | PEA15 토끼 pAb                                                           |
| 비고/별칭       | PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; PEA15 |
| 종           | 인간                                                                     |
| GeneID (인간) | 8682                                                                   |
| GeneID      | 8682                                                                   |
| 면역원         | 인간 PEA15 (NP_003759.1)의 아미노산 1-130에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질           |
| 공급원         | 토끼                                                                     |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                 |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                              |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스                                                                |
| SWISS       | Q15121                                                                 |
| 단백질 분자량     | 15kDa                                                                  |
| 배송 방법       | 아이스팩                                                                   |