

유세포 분석용 PE/Cyanine5 마우스 항-인간 CD3 단일클론 항체 - P07766

품목 번호: CM0004444



소개

유세포 분석용으로 검증된 PE/Cyanine5 결합 항-인간 CD3 엡실론(epsilon) 단일클론 항체입니다. 인간 샘플의 T세포 동정 및 면역 반응 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine5 마우스 항-인간 CD3 mAb
비고/별칭	T3E, TCRE, IMD18, CD3epsilon
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	916
항원(Immunogen)	인간 CD3 재조합 단백질
공급원(Source)	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체
응용(Application)	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P07766
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)