


Pe/Cyanine5 Rabbit Anti-Mouse Cd11B Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P05555

품목 번호: CM0005252



소개

유세포 분석을 위해 검증된 고성능 PE/Cyanine5 접합 토끼 항-마우스 CD11b 단클론 항체입니다. 마우스 인테그린 알파-M(Itgam)을 표적하며, 이는 보체 iC3b, 피브리노겐 및 ICAM1의 수용체로 면역 세포 부착 및 식세포 작용 연구에 필수적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine5 Rabbit anti-Mouse CD11b mAb
비고/별칭	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	3684
GeneID (마우스)	16409
면역원(Immunogen)	마우스 CD11b (NP_032427.2)의 아미노산 143-337에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P05555
단백질 분자량	127kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)