

Pe/Cyanine5 Rabbit Anti-Mouse Cd45 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P06800

품목 번호: CM0011031

소개

마우스 CD45에 대한 PE/Cyanine5 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석(FC)에 대해 검증되었습니다. 면역표현형 분석 및 T세포 활성화 연구를 위해 백혈구 공통 항원(L-CA)을 검출합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine5 Rabbit anti-Mouse CD45 mAb
비고/별칭	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
종(Species)	마우스(Mouse)
GeneID (인간)	5788
GeneID	19264
면역원(Immunogen)	재조합 단백질 마우스 CD45 (NP_001104786.2)의 아미노산 26-566에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	P06800
단백질 분자량	130kDa/140kDa/144kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)