

유세포 분석용 Pe/Cyanine5 Rabbit Anti-Mouse Cd5 단클론항체 - P13379

품목 번호: CM0007872

소개

마우스 CD5 (Ly-1)를 표적으로 하는 PE/Cyanine5 접합 토끼 단클론항체로, 유세포 분석에 검증됨. T세포와 B1a 세포의 54 kDa 막관통 당단백질을 인식하며, 마우스 시료에 특이적임. 면역표현형 분석 및 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine5 Rabbit anti-Mouse CD5 mAb
비고/별칭	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
종	마우스
GeneID (Human)	921
GeneID (Mouse)	12507
면역원	마우스 CD5 (NP_031676.3)의 아미노산 25-371에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
분류	단클론항체
적용	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P13379
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백