

유세포 분석용 PE/Cyanine5 Rabbit Anti-Mouse CD90.2 단일클론항체 - P01831

품목 번호: CM0010248

소개

마우스 CD90.2 (Thy-1)에 특이적인 PE/Cyanine5 접합 토끼 단일클론항체로, 유세포 분석에 적합합니다. 시냅스 형성 중 세포-세포 상호작용에 관여하는 GPI-고정 막당단백질을 검출합니다. 면역학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine5 Rabbit anti-Mouse CD90.2 단일클론항체
비고/별칭	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
종	마우스
GeneID (인간)	7070
GeneID	21838
면역원	합성 펩타이드 마우스 CD90.2 유래 합성 펩타이드.
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	유세포 분석 (FC)
교차 반응성	마우스
SWISS	P01831
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스백