

Pe/Cyanine7 Anti-Mouse Cd11C Monoclonal Antibody For Fc - Q9Qxh4

품목 번호: CM0007893

소개

마우스 CD11c(Integrin alpha-X, Q9QXH4)를 타겟으로 하며 유세포 분석(FC)에 대해 검증된 PE/Cyanine7 접합 모노클로날 항체입니다. 염증성 세포 부착 및 단핵구 화주주성에 관여하는 피브리노겐 수용체를 인식합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 anti-Mouse CD11c mAb
비고/별칭	Cr4; N418; Cd11c
종(Species)	Mouse
GeneID (Human)	3687
GeneID	16411
면역원(Immunogen)	마우스 CD11c 재조합 단백질
공급원(Source)	Armenian Hamster
카테고리	모노클로날 항체
응용(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	Q9QXH4
단백질 분자량	129kDa
배송(Shipping)	아이스 백(Ice bag)