

유세포 분석용 PE/Cyanine7 Anti-Mouse Cd161C/Nk1.1 단일클론 항체 - P27814

품목 번호: CM0008238

소개

마우스 CD161c/NK1.1(NKR-P1C)을 특이적으로 인식하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체입니다. NK 세포 기능 및 면역표현형 분석을 위한 유세포 분석(FC)에서 검증되었습니다. 활성화 및 세포독성 분석에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD161c/NK1.1 mAb
비고/별칭	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, Nk1.2, Klrb1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P1.9
종	마우스
GeneID (Human)	3820
GeneID	17059
면역원	재조합 단백질; 마우스 CD161/NK1.1 (NP_001153376.2)의 아미노산 67-223에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P27814
단백질 분자량	25kDa
배송	아이스백