

유세포 분석용 PE/Cyanine7 Anti-Mouse Cd24 단일클론 항체 - P24807

품목 번호: CM0010755

소개

마우스 CD24를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로, 유세포 분석에 최적화되었습니다. 세포 분화, 홍선세포 발달, B-세포 활성화 및 자가면역 연구에 사용하십시오.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD24 mAb
비고/별칭	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrin
종	마우스
GeneID (Human)	100133941
GeneID	12484
면역원	마우스 CD24 (NP_033976.1)의 아미노산 27-53에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC
교차 반응성	마우스
SWISS	P24807
단백질 분자량	8kDa
배송	아이스백