

유세포분석용 PE/Cyanine7 항마우스 CD3E 단클론 항체 - P22646

품목 번호: CM0009743



소개

적응성 면역에 관여하는 T세포 표면 당단백질인 마우스 CD3e를 유세포분석으로 검출하기 위한 PE/Cyanine7 접합 아르메니아 햄스터 항마우스 CD3e 단클론 항체 - P22646입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 아르메니아 햄스터 항마우스 CD3e mAb
비고/별칭	CD3; T3e; CD3epsilon
종	마우스
유전자ID (인간)	916
유전자ID	12501
면역원	재조합 단백질
기원	아르메니아 햄스터
카테고리	단클론 항체
적용 분야	유세포분석
교차 반응성	마우스
SWISS	P22646
단백질 분자량	21kDa
배송 방식	아이스 팩