

유세포 분석용 PE/Cyanine7 Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) 단일클론 항체 - P05533

품목 번호: CM0004378

소개

마우스 Ly-6A/E (Sca-1)를 표적하는 PE/Cyanine7 접합 토끼 단일클론 항체로 유세포 분석에 사용됩니다. 마우스 반응성 검증 완료; 줄기세포 및 T세포 활성화 연구에 이상적입니다. CamelBio에서 원스톱 소싱 가능합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) mAb
비고/별칭	TAP; Scal; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
종	마우스
유전자 ID	110454
면역원	마우스 Ly-6A/E (Sca-1) (NP_034868.1)의 아미노산 27-111에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	마우스
SWISS	P05533
단백질 분자량	115kDa
배송	아이스백