

Fc용 PE/Cyanine7 항-생쥐 Tcr B 사슬 단일클론항체 - A0A0B4J1G9

품목 번호: CM0011133

소개

생쥐 TCR β 사슬에 대한 PE/Cyanine7 결합
단일클론항체(아르메니아 햄스터, FC 검증 완료). 생쥐
샘플에서 TCRβ 유세포 분석 검출에 신뢰성 있게 사용할
수 있습니다. - A0A0B4J1G9

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 항-생쥐 TCR β 사슬 단일클론항체
비고/별칭	Tib; TCRbeta
종	생쥐
GeneID (인간)	28614
GeneID	21577
면역원	합성 펩타이드 생쥐 TCR β 사슬에서 유래한 합성 펩타이드.
항체 생산 동물	아르메니아 햄스터
분류	단일클론항체
적용 분야	FC
교차 반응성	생쥐
SWISS	A0A0B4J1G9
단백질 분자량	13kDa
배송	아이스팩