

PE/Cyanine7 마우스 대 인간 Cd11B 단일클론 항체, 유세포 분석용 - P11215

품목 번호: CM0012509



소개

인간 CD11b (인테그린 알파-M)를 표적으로 하는 PE/Cyanine7 접합 마우스 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 대해 검증된 이 항체는 단핵구 및 과립구에 발현되는 127 kDa 골수계 수용체에 특이적으로 결합합니다. 염증 및 면역학 연구 응용 분야에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 마우스 대 인간 CD11b mAb
비고/별칭	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
종	인간
유전자 ID	3684
면역원	인간 CD11b 유래 합성 펩타이드
원천	마우스
범주	단일클론 항체
응용 분야	FC (유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P11215
단백질 분자량	127kDa
배송	아이스백