


PE/Cyanine7 인간 Cd11C 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P20702

품목 번호: CM0009887



소개

인간 CD11c(인테그린 알파-X, 128 kDa)에 특이적인 PE/Cyanine7 결합 마우스 단일클론 항체입니다. 유세포 분석에 적합하며, 염증 및 적혈구 탐식 작용에 관여하는 단핵구/과립구 상의 피브리노겐 수용체를 인식합니다. - P20702

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 마우스 항-인간 CD11c mAb
비고/별칭	CD11C; SLEB6
반응 종	인간
유전자 ID	3687 (인간)
면역원	인간 CD11c 재조합 단백질
기원	마우스
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	FC(유세포 분석)
교차 반응성	인간
SWISS	P20702
단백질 분자량	128kDa
배송 방식	아이스백