

Pe/Cyanine7 마우스 항-인간 Cd45Ro Mab - P08575

품목 번호: CM0008459



소개

유세포 분석(FC)용 고품질 PE/Cyanine7 마우스 항-인간 CD45RO 단일클론 항체입니다. PTPRC의 인간 CD45RO 아이소폼을 인식하며, 이는 주요 T 세포 활성화 마커입니다. 면역학 연구 및 임상 진단에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	PE/Cyanine7 마우스 항-인간 CD45RO mAb
비고/별칭	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
종	인간(Human)
GeneID (인간)	5788
GeneID	5788
면역원	인간 CD45RO 유래 합성 펩타이드
공급원	마우스(Mouse)
카테고리	단일클론 항체
응용	FC
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	P08575
단백질 분자량	136kDa
배송	아이스백