


PE/Cyanine7 토끼 항-인간 Axl 단일클론 항체 (유세포 분석용) - P30530

품목 번호: CM0007924



소개

PE/Cyanine7 결합 토끼 단일클론 항체로, 인간 AXL (UFO)를 타겟으로 합니다. 인간 샘플의 유세포 분석(FC)에 적합합니다. AXL은 세포 생존, 증식 및 바이러스 침투에 관여하는 수용체 티로신 키나제입니다. 단백질 분자량: 98 kDa.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	PE/Cyanine7 토끼 항-인간 AXL mAb
비고/별칭	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	558
GeneID	558
면역원(Immunogen)	인간 AXL (NP_068713.2)의 아미노산 33-449에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	FC
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human)
SWISS	P30530
단백질 분자량(Protein Weight)	98kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)